


Anticuerpo Policlonal Anti-Tdo2 Para Wb, If/Icc Y Elisa - P48775

Número de artículo: CM0015297



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TDO2 humano (triptófano 2,3-dioxigenasa), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta TDO2 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del metabolismo del triptófano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TDO2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
Especie	Humano
GeneID (humano)	6999
GeneID	6999
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de TDO2 humano (NP_005642.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P48775
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo