

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tdp-43/Tardbp Para Wb, Ip, If, Ihc, Chip - Q13148

Número de artículo: CM0003765



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra TDP-43/TARDBP humano (Q13148). Apto para WB, IP, IF, IHC, ChIP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Evaluado para investigación sobre procesamiento de ARN y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TDP-43/TARDBP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Especie	Humano
GeneID (humano)	23435
GeneID	23435
Inmunógeno	Péptido Sintético (Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 300-400 de TDP-43/TARDB humano (Q13148))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13148
Peso de la Proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo