

Anticuerpo Policlonal Anti-Tdp-43/Tardbp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13148

Número de artículo: CM0017958



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TDP-43/TARDBP humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en biología del ARN, neurodegeneración y ritmos circadianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	TDP-43/TARDBP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Especie	Humano
GenelD (humano)	23435
GenelD	23435
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13148
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo