

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tdp-43/Tardbp Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Rip - Q13148

Número de artículo: CM0017850



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TDP-43/TARDBP humano (Q13148), validado para WB, IHC-P, IP, ELISA y RIP. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en enfermedades neurodegenerativas y biología del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TDP-43/TARDBP
Observaciones/Alias	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23435
GeneID	23435
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de TDP-43/TARDBP humano (NP_031401.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA, RIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13148
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo