

Anti-Tdp1 Pab De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9NuW8

Número de artículo: CM0029956



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce TDP1 humano y de rata (68 kDa). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; el inmunógeno cubre los aminoácidos 1-140. Adecuado para investigación en reparación del ADN y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TDP1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	TDP1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	55775
ID del gen	55775
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la TDP1 humana (NP_060789.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9NUW8
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo