


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Tdp2 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - O95551

Número de artículo: CM0020264



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra TDP2, validado por KO. Detecta TDP2 humano y de ratón (O95551) mediante WB y ELISA. Adecuado para aplicaciones de investigación en reparación del ADN, biología de topoisomerasas y neurología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] TDP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EAP2; AD022; EAPII; TTRAP; hTDP2; dj30M3.3; P2
Especie	Humano
GeneID	51567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la TDP2 humana (NP_057698.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O95551
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo