

Anticuerpo Policlonal Anti-Tdrd1 Para Wb, Elisa - Q9Bxt4

Número de artículo: CM0015340



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TDRD1 validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Se dirige al antígeno de cáncer/testículo CT41.1, esencial para el silenciamiento de transposones mediado por piRNA durante la espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TDRD1 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimo	CT41.1; TDRD1
Especie	Humano
GeneID	56165
Inmunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-125 de TDRD1 humano (NP_942090.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9BXT4
Peso de la proteína	132 kDa
Envío	Bolsa de hielo