

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tdrd3 Para Wb Y Elisa - Q9H7E2

Número de artículo: CM0025932



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TDRD3 humana, validado para WB y ELISA. Reconozca una proteína andamiaje implicada en la coactivación transcripcional y el ensamblaje de gránulos de estrés. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TDRD3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TDRD3
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	81550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de TDRD3 humana (NP_110421.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9H7E2
Peso molecular de la proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo