


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tdrkh Para Wb, Elisa - Q9Y2W6

Número de artículo: CM0027650



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TDRKH, adecuado para WB y ELISA. Muestra reactividad cruzada con humanos, ratones y ratas. Ideal para investigar la biogénesis de piRNA y la espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TDRKH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TDRD2; TDRKH
Especie	Humano
GeneID (humano)	11022
GeneID	11022
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 36-355 de TDRKH humano (NP_001077432.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2W6
Peso de la proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo