

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tdt Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04053

Número de artículo: CM0007716



Introducción

CamelBio suministra anticuerpo monoclonal de conejo anti-TdT (clon A22618) validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Exhibe reactividad específica con la desoxinucleotidiltransferasa terminal humana, una enzima nuclear esencial para la recombinación V(D)J.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TdT Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TDT; TdT
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1791
ID de Gen	1791
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04053
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo