

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tdt Para Wb, Elisa - P04053

Número de artículo: CM0029498



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la TdT humana, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Útil para estudiar la recombinación V(D)J y el desarrollo de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TdT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TDT; TdT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1791
GeneID	1791
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04053
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo