


Anticuerpo Policlonal Anti-Tead1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P28347

Número de artículo: CM0026661



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TEAD1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de señalización Hippo y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TEAD1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7003
ID de Gen	7003
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 135-215 del TEAD1 humano (NP_068780.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28347
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo