

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tead1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - P28347

Número de artículo: CM0014290



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo TEAD1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA y ChIP con reactividad en humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la señalización Hippo, la regulación de la transcripción y el desarrollo cardíaco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TEAD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7003
GeneID	7003
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de TEAD1 humano (NP_068780.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28347
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo