

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tead2 Para Wb, Elisa - Q15562

Número de artículo: CM0012961



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TEAD2 humano (TEF-4), validado para WB y ELISA. Detecta una proteína de ~49 kDa. Esencial para estudios de la vía Hippo, proliferación celular y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del Producto	TEAD2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ETF; TEF4; TEF-4; TEAD-2; TEAD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8463
GeneID	8463
Inmunógeno	Proteína recombinante de TEAD2 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15562
Peso Molecular de la Proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo