

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tead4 Para Wb, Elisa - Q15561

Número de artículo: CM0030880



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TEAD4 humano (TEF-3), validado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para la investigación de la vía de señalización Hippo.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | TEAD4 pAb de Conejo                                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias           | TEF3; RTEF1; TEF-3; EFTR-2; TEFR-1; TCF13L1; hRTEF-1B; TEAD4                                                                                               |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                                     |
| ID del Gen (Humano)           | 7004                                                                                                                                                       |
| ID del Gen                    | 7004                                                                                                                                                       |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-250 de TEAD4 humano (NP_003204.2)) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                                     |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                   |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                        |
| SWISS                         | Q15561                                                                                                                                                     |
| Peso Molecular de la Proteína | 48kDa                                                                                                                                                      |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                             |