


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tec Para Wb Y Elisa - P42680

Número de artículo: CM0004839



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la quinasa Tec humana. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en señalización inmune y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Tec
Observaciones/Alias	PSCTK4; Tec
Especie	Humano
GeneID	7006
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de Tec humano (NP_003206.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42680
Peso Molecular de la Proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo