


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tec Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P42680

Número de artículo: CM0013148



Introducción

El pAb de conejo anti-Tec es un anticuerpo policlonal generado contra la proteína Tec humana recombinante (aa 1-280). Validado en WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA, detecta Tec en muestras humanas, de ratón y de rata, lo que lo hace ideal para la investigación de señalización inmune y quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Tec pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PSCTK4; Tec
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7006
GeneID	7006
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la proteína Tec humana (NP_003206.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42680
Peso Proteico	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo