


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tek Para Wb Y Elisa - Q02763

Número de artículo: CM0018027



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TEK humano (TIE2, CD202B) para aplicaciones de Western Blot y ELISA. Detecta TEK de humano, ratón y rata con una banda predicha de 126 kDa. Adecuado para estudios de angiogénesis y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TEK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B; TEK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7010
GeneID	7010
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-750 de TEK humano (NP_000450.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02763
Peso de la proteína	126kDa
Envío	Bolsa de hielo