


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Tek (Tie2) Para Wb, Elisa - Q02763

Número de artículo: CM0024926



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a TEK humano (TIE2; CD202B), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para estudios de receptores de angiopoietina en investigación de angiogénesis y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TEK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B; TEK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7010
GeneID	7010
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-750 de TEK humano (NP_000450.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02763
Peso Molecular de Proteína	126kDa
Envío	Bolsa de hielo