

Anticuerpo Policlonal Anti-Tenascina C Para Wb - P24821

Número de artículo: CM0020418



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Tenascina C humana (TN-C), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la matriz extracelular y el cáncer. Peso molecular previsto: 241 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Tenascina C
Observaciones/Alias	GP; JI; TN; HXB; GMEM; TN-C; DFNA56; 150-225; Tenascina C
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3371
ID del gen	3371
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P24821
Peso de la proteína	241 kDa
Envío	Bolsa de hielo