

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tenascin-X (Tnxb) Para Wb, Elisa - P22105

Número de artículo: CM0019985



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Tenascina-X (TNXB) humana, validado para WB y ELISA. Demuestra reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la matriz extracelular y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNXB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	XB; TNX; XBS; EDS3; HXBL; TENX; TN-X; VUR8; TNXB1; TNXB2; TNXB5; EDSCLL; EDSCLL1; TNXB
Especie	Humano
GeneID	7148
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 444-673 de la TNXB humana (NP_115859.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P22105
Peso de la proteína	458 kDa
Envío	Bolsa de hielo