

Anticuerpo Policlonal Anti-Tenm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukz4

Número de artículo: CM0015413

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TENM1 humano (Teneurina-1). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en desarrollo neural y neuroplasticidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TENM1
Observaciones/Alias	TNM; ODZ1; ODZ3; TEN1; TNM1; ten-1; TEN-M1; TENM1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10178
GeneID	10178
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-540 de TENM1 humano (NP_001156750.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKZ4
Peso Proteico	305kDa
Envío	Bolsa de hielo