


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Terf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P54274

Número de artículo: CM0013162



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TERF1 humano. Validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano y rata. Ideal para la investigación de la biología de los telómeros, la estabilidad cromosómica y el complejo shelterina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	TERF1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	TRF; PIN2; TRF1; TRBF1; t-TRF1; hTRF1-AS; TERF1
Especie	Humano
ID del gen	7013 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-275 de TERF1 humano (NP_059523.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	P54274
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo