


Anticuerpo Policlonal Anti-Terf2 Para Wb - Q15554

Número de artículo: CM0023114



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TERF2 humano, validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la biología de los telómeros y el complejo shelterin.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	TERF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TRF2; TRBF2; TERF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7014
GeneID	7014
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de TERF2 humano (NP_005643.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15554
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo