

Anticuerpo Policlonal Anti-Terf2Ip Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nyb0

Número de artículo: CM0026056



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TERF2IP (RAP1) para WB, IF/ICC, ELISA, validado en humano y ratón. Dirigido al factor 1 de unión a repeticiones teloméricas que interactúa con la proteína 2, un componente de shelterin y regulador de NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TERF2IP Conejo pAb
Observaciones/Alias	RAP1; DRIP5; TERF2IP
Especie	Humano
ID del Gen	54386 (Humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de TERF2IP humano (NP_061848.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NYB0
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo