


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tert Para Wb Y Elisa - O14746

Número de artículo: CM0012515



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la TERT humana (transcriptasa inversa de la telomerasa), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Herramienta esencial para la investigación de la biología de los telómeros, el envejecimiento y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TERT
Observaciones/Alias	TP2; TRT; CMM9; EST2; TCS1; hTRT; DKCA2; DKCB4; hEST2; PFBMFT1; TERT
Especie	Humana
GenelD (humano)	7015
GenelD	7015
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1000-1132 de la TERT humana (O14746).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	O14746
Peso de la proteína	127 kDa
Envío	Bolsa de hielo