


Anticuerpo Policlonal Anti-Tert Para Wb, Elisa - O14746

Número de artículo: CM0026795



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la telomerasa transcriptasa inversa humana (TERT) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Útil para investigación en biología de telómeros y cáncer, con reactividad cruzada con rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TERT Conejo pAb
Observaciones/Alias	TP2; TRT; CMM9; EST2; TCS1; hTRT; DKCA2; DKCB4; hEST2; PFBMFT1; TERT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7015
GeneID	7015
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1000-1100 de TERT humano (NP_937983.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O14746
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo