

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tert Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14746

Número de artículo: CM0020901



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TERT humano (telomerasa transcriptasa inversa). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para investigación sobre telomerasa, cáncer y envejecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	
Nombre del Producto	TERT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TP2, TRT, CMM9, EST2, TCS1, hTRT, DKCA2, DKCB4, hEST2, PFBMFT1, TERT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7015
GeneID	7015
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1050-1132 de TERT humano (NP_937983.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14746
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo