

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tes Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ugi8

Número de artículo: CM0028480



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TES humano (Testin), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano y rata. TES es una proteína de andamiaje involucrada en la adhesión celular y la supresión de tumores.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | TES pAb de Conejo                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | TESS; TESS-2; TES                                                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID de Gen (Humano)  | 26136                                                                                                                            |
| ID de Gen           | 26136                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del TES humano (NP_056456.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Rata                                                                                                                     |
| SWISS               | Q9UGI8                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 48kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |