

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tet1 Para Wb Y Elisa - Q8Nfu7

Número de artículo: CM0007695



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a TET1 humano, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata, ideal para investigación epigenética y del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TET1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LCX; CXXC6; bA119F7.1; TET1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80312
GeneID	80312
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NFU7
Peso Proteico	235kDa
Envío	Bolsa de hielo