

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tet1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nfu7

Número de artículo: CM0018478



Introducción

Valide TET1, un regulador clave de la desmetilación del ADN y la cromatina, con este anticuerpo policlonal de conejo. Pruebas en WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reactivo en muestras humanas, de ratón y de rata. (Q8NFU7)

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TET1
Observaciones/Alias	LCX; CXXC6; bA119F7.1; TET1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	80312
ID del Gen	80312
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NFU7
Peso Proteico	235 kDa
Envío	Bolsa de hielo