

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tet1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q3UrK3

Número de artículo: CM0024563

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TET1 de ratón, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta una banda de ~219 kDa; presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Apto para estudios de desmetilación de ADN y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TET1
Observaciones/Alias	LCX; Cxxc6; mKIAA1676; D10Ert17e; 2510010B09Rik; TET1
Especie	Ratón
GenelD	52463
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1749-1902 del TET1 de ratón (NP_001240786.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q3URK3
Peso Proteico	219kDa
Envío	Bolsa de hielo