

Pab De Conejo Anti-Tet2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6N021

Número de artículo: CM0018006



Introducción

TET2 pAb de conejo, un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P y ELISA, reconoce la TET2 humana (Q6N021) y presenta reacción cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre metilación de ADN y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TET2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MDS; IMD75; KIAA1546; TET2
Especie	Humano
ID del gen	54790
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1833-2002 de la TET2 humana (NP_001120680.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6N021
Peso de la proteína	224kDa
Envío	Bolsa de hielo