

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tet2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6N021

Número de artículo: CM0026502



Introducción

Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a TET2 humano (Q6N021), una dioxigenasa de metilcitosina involucrada en la desmetilación del ADN, con reactividad cruzada a ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo TET2
Observaciones/Alias	MDS; IMD75; KIAA1546; TET2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54790
GeneID	54790
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1833-2002 de TET2 humano (NP_001120680.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6N021
Peso proteico	224kDa
Envío	Bolsa de hielo