


Anticuerpo Policlonal Anti-TEX101 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By14

Número de artículo: CM0022682



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TEX101 humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de fertilización y biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TEX101 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SGRG; CT131; GTPR867; NYD-SP8; PRO1884; SPATA44; TES101RP; TEX101
Especie	Humano
GeneID	83639
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 44-150 de TEX101 humano (NP_113639.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BY14
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo