

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tfam Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q00059

Número de artículo: CM0007914



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TFAM humano, validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en transcripción mitocondrial y mantenimiento del ADNmt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TFAM
Observaciones/Alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Especie	Humano
GeneID	7019
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de TFAM humano (NP_003192.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00059
Peso proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo