

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tfam Para Wb - Q00059

Número de artículo: CM0007434



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TFAM humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Ideal para la investigación de transcripción mitocondrial y mantenimiento del mtDNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TFAM Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7019
GeneID	7019
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q00059
Peso Proteico	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo