

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tfam Para Wb, If/Icc, Elisa - Q00059

Número de artículo: CM0020160



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TFAM humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata, ideal para la investigación de la transcripción mitocondrial y el mantenimiento del mtDNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TFAM pAb de conejo
Observaciones/alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Especie	Humano
GenelD (humano)	7019
GenelD	7019
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de TFAM humano (NP_003192.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q00059
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo