

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tfam Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00059

Número de artículo: CM0018266



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TFAM humano, adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la transcripción mitocondrial y el mantenimiento del mtDNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TFAM Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	TCF6; MTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7019
ID del gen	7019
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de TFAM humano (NP_003192.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q00059
Peso molecular de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo