

Anticuerpo Policlonal Anti-Tfap2B Para Wb, Elisa - Q92481

Número de artículo: CM0029969



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TFAP2B humano, un factor de transcripción implicado en el desarrollo. Adecuado para Western blot y ELISA. Específico para humano. Peso molecular predicho 50 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TFAP2B pAb de conejo
Observaciones/Alias	PDA2; AP-2B; AP2-B; AP-2beta; TFAP2B
Especie	Humano
GeneID (humano)	7021
GeneID	7021
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del TFAP2B humano (Q92481).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q92481
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo