

Anticuerpo Policlonal Anti-Tfap2C Para Wb, Elisa - Q92754

Número de artículo: CM0025928

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TFAP2C humano (Factor de transcripción AP-2 gamma), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para biología del desarrollo, investigación del cáncer y estudios de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TFAP2C pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ERF1; TFAP2G; Ap-2g; AP2-GAMMA; TFAP2C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7022
GeneID	7022
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 del TFAP2C humano (NP_003213.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92754
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo