


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tfb1M Para Wb, Elisa - Q8Wvm0

Número de artículo: CM0015812



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TFB1M humano (dimetiladenosina transferasa 1, mitocondrial) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el ensamblaje del ribosoma mitocondrial y la transcripción del mtDNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TFB1M Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CGI75; mtTFB; CGI-75; mtTFB1; TFB1M
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51106
ID de Gen	51106
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-346 del TFB1M humano (NP_057104.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WVM0
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo