

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Tfcp2 Para Wb, Elisa - Q12800

Número de artículo: CM0030792

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra el factor de transcripción de la alfa-globina CP2 (TFCP2/LSF/SEF). Validado para WB y ELISA. Reacciona con humanos y ratones. Adecuado para estudios de remodelación de cromatina y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TFCP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LSF; SEF; LBP1C; LSF1D; TFCP2C; TFCP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7024
GeneID	7024
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la TFCP2 humana (NP_005644.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q12800
Peso de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo