


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tfe3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19532

Número de artículo: CM0003662



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TFE3 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. El inmunógeno recombinante garantiza alta especificidad para investigación en biogénesis lisosomal y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo TFE3
Observaciones/Alias	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7030
GeneID	7030
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 191-440 de TFE3 humano (P19532).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19532
Peso Molecular de la Proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo