

Anticuerpo Policlonal Anti-Tfeb Para Wb, Ip, Elisa - Q9R210

Número de artículo: CM0029205

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TFEB (factor de transcripción EB), validado para Western blot, IP y ELISA. Detecta TFEB humano y de ratón, un regulador maestro de la autofagia y la biogénesis lisosomal. Ideal para investigación IVD y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TFEB Conejo pAb
Observaciones/Alias	Tcfef; bHLHe35
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	1737
GeneID	21425
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 390-476 del TFEB de ratón (NP_001155194.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9R210
Peso Proteico	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo