


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tfeb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19484

Número de artículo: CM0021912



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TFEB humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce TFEB humano, de ratón y de rata. Herramienta esencial para la investigación de la autofagia, la biogénesis lisosomal y la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-TFEB
Observaciones/Alias	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7942
ID del gen	7942
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 391-461 de TFEB humano (NP_009093.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P19484
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo