


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tff1/Ps2 Para Wb - P04155

Número de artículo: CM0012796



Introducción

Anticuerpo monoclonal Anti-TFF1/pS2 para Western blot, inmunoprecipitación, inmunofluorescencia y ELISA. Reconoce el factor tréfolo 1 humano, de ratón y de rata. Peso diana de 9 kDa. Ideal para investigación gastrointestinal y sobre cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TFF1/pS2 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	pS2; BCEI; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7031
ID del gen	7031
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04155
Peso de la proteína	9 kDa
Envío	Bolsa de hielo