


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tff1/Ps2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04155

Número de artículo: CM0024622



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TFF1/pS2 humano (factor trefoil 1). Validado para WB, IHC-P, ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para investigación gastrointestinal y oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TFF1/pS2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	pS2; BCEI; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21; TFF1/pS2
Especie	Humano
ID del Gen	7031
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-84 del TFF1/pS2 humano (NP_003216.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04155
Peso Molecular de la Proteína	9kDa
Envío	Bolsa de hielo