

Anticuerpo Policlonal Anti-Tff2 Para Wb, Elisa - Q03403

Número de artículo: CM0025750

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para el factor trefoil 2 humano (TFF2). Validado para aplicaciones de WB y ELISA. TFF2 es una proteína secretada que modula la secreción de ácido gástrico y la estabilidad del moco, lo que lo convierte en un objetivo clave para la investigación de enfermedades gastrointestinales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TFF2
Observaciones/Alias	SP; SML1; TFF2
Especie	Humano
ID del Gen	7032
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-129 de TFF2 humano (NP_005414.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q03403
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo