


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tff3 Para Ihc-P, Elisa - Q07654

Número de artículo: CM0010176



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige al TFF3 humano (factor intestinal trebol), validado para aplicaciones de IHC-P y ELISA. Ideal para investigar la reparación de la mucosa y la movilidad de las células epiteliales en tejidos intestinales y uterinos.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-TFF3
Observaciones/Alias	ITF; P1B; TFI; TFF3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7033
GeneID	7033
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-80 del TFF3 humano (Q07654)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q07654
Peso Proteico	9kDa
Envío	Bolsa de hielo